

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Vadbeni valj

Koda izdelka: ROLLER



1. Lastnosti

Vadbeni valj je zasnovan v obliki valja iz PVC-ja, ovit z EVA peno s 3D teksturo, ki posnema obliko prstov in dlani.

2. Uporaba

Valj je namenjen bolnikom z mišično togostjo in bolečinami. Uporablja se lahko za vadbo in rehabilitacijsko terapijo, saj povečuje zmogljivost in gibljivost uporabnika. Uporaba valja pozitivno vpliva na vrnitev k dejavnostim po poškodbah, saj učinkovito prodira v mehka tkiva, doseže boleča mišična območja, odpravlja vozle in povečuje pretok krvi.

3. Tehnični podatki

Dimenzije valja	45 x 13,5 cm
Teža	1 kg

4. Opombe

Timago International Group ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo valja, neupoštevanje varnostnih predpisov ali zlorabo.

5. Vzdrževanje

Očistite z vlažno krpo in temeljito osušite. Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev zaradi nevarnosti poškodb.




6. Pogoji shranjevanja in prevoza

Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vodi ali vlagi.

7. Garancija

Vsi izdelki, ki jih distribuira naše podjetje, imajo garancijo. Pogoji garancije so opisani v garancijskem listu, ki je na voljo na naši spletni strani. Za pomoč se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Opomba: Za uveljavljanje garancije shranite dokazilo o nakupu (račun ali dobavnico).

8. Oznake

	Referenčna številka		Proizvajalec
	Številka serije (LOT)		UDI koda
	Serijska številka		Medicinski pripomoček
	Opomba		Prosimo, preberite navodila za uporabo
	Proizvajalec je preveril skladnost izdelka z bistvenimi zahtevami za medicinske pripomočke.		

Celotna ponudba izdelkov je na voljo pri naših distributerjih. Več informacij: www.timago.com. Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



08/2025(I)