

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Ravnotežna blazina

Koda izdelka: SensorTIM



1. Lastnosti

Ravnotežna blazina je izdelana iz PVC-ja. Ima dve strani: eno s zaobljenimi konicami, ki spodbujajo telo, in drugo – gladko, nedrsečo.

Komplet vključuje: ravnotežna blazina, pumpa.

2. Uporaba

Ravnotežna blazina je namenjena bolnikom s težavami z ravnotežjem in motorično koordinacijo. Uporablja se lahko za vadbo in rehabilitacijsko terapijo. Priporočljivo za starejše osebe z motnjami vagusnega živca. Uporaba blazine pozitivno vpliva na vrnitev k dejavnostim pri osebah po operacijah ali pri tistih, ki se soočajo z: artritisom, poškodbami kolen ali zvinov gležnja, mišičnimi bolečinami ali nategi, travmami in poškodbami.

3. Tehnični podatki

Premer blazine	33 cm
Teža	1 kg
Največja dovoljena obremenitev uporabnika	150 kg

4. Opombe

Timago International Group ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo ravnotežne blazine, neupoštevanje varnostnih predpisov ali zlorabo.

5. Vzdrževanje

Očistite z vlažno krpo in temeljito osušite. Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev zaradi nevarnosti poškodb.








6. Pogoji shranjevanja in prevoza

Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vodi ali vlagi.

7. Garancija

Vsi izdelki, ki jih distribuira naše podjetje, imajo garancijo. Pogoji garancije so opisani v garancijskem listu, ki je na voljo na naši spletni strani. Za pomoč se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Opomba: Za uveljavljanje garancije shranite dokazilo o nakupu (račun ali dobavnico).

8. Oznake

	Referenčna številka		Proizvajalec
	Številka serije (LOT)		UDI koda
	Serijska številka		Medicinski pripomoček
	Opomba		Prosimo, preberite navodila za uporabo
	Proizvajalec je preveril skladnost izdelka z bistvenimi zahtevami za medicinske pripomočke.		

Celotna ponudba izdelkov je na voljo pri naših distributerjih. Več informacij: www.timago.com. Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



08/2025(I)